

MEDE TECHNIK

NEU im Programm

Anwendung:

Mit dieser Klemme lässt sich die Skalpellklinge greifen und festklemmen. Durch eine **einfache** Handbewegung drückt die Nase die Klinge aus der Halterung und kann **sicher** aus der Führung gezogen werden. Anschliessend kann die Skalpellklinge fachgerecht entsorgt werden ohne das die Klinge in die Hand genommen werden muss.



Skalpellklingen Entferner
Scalpelblades remover



Art. Nr.:
AA.226.14

